



## MASTER COVID-19 RUO

### DIAGNÓSTICO RÁPIDO REDUZ CUSTOS HOSPITALARES E AUXILIA NA DEFINIÇÃO DO TRATAMENTO

O **Kit RUO XGEN MASTER COVID-19 MRC** foi projetado através da junção dos **protocolos CDC e Charité**, com a **deteção universal de coronavírus do tipo SARS** com os *primers* e conjuntos de sondas do gene E (Corman et al, 2020) e para a **deteção específica de SARS-CoV-2** com os *primers* e conjuntos de sondas do gene N (sonda N2 do protocolo CDC).

É um **kit Multiplex** que permite a **deteção dos dois genes no mesmo poço** e permite utilizar a capacidade máxima da placa, assim proporciona mais produtividade a seu laboratório.

O **Kit RUO XGEN MASTER COVID-19 MRC** é **pronto para uso, contém todos os reagentes** necessários para realização do teste: **Mix, Controle Positivo e Água**.

### DIAGNÓSTICO MOLECULAR:

#### + RÁPIDO

Diagnóstico em poucas horas. Análise de qPCR de 98 amostras (+ 2 controles) realizada em 1h 50 min.

#### + SENSÍVEL

Diagnóstico de alta sensibilidade  
Precisão, especificidade e alto desempenho

#### + ACESSÍVEL

Todos os reagentes necessários para deteção são fornecidos em um único kit.\*

\*Kit de extração não incluso



#### EQUIPAMENTOS

Compatível com automação e diferentes instrumentos de qPCR. Consulte-nos



#### QUANTIDADE DE TESTES

100 testes



#### REGISTRO ANVISA

Produto para uso em pesquisa somente (RUO)



#### AMOSTRA

Swabs nasofaríngeos, swabs orofaríngeos e lavado broncoalveolar



#### METODOLOGIA

PCR em Tempo Real  
One Step/TaqMan®



#### MODELO

XG-CV19-MRC



Saiba mais informações sobre o kit