





RUO

VARIANTES SARS-COV-2 RT-PCR


A Mobius Life Science trouxe para o Brasil o **KIT VARIANTES SARS-COV-2 RT-PCR**, clinicamente validado para o diagnóstico molecular da estirpe selvagem e mais 3 variantes do SARS-CoV-2 que são:



VARIANTE BRITÂNICA
LINHAGEM B.1.1.7 COM IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA



VARIANTE SUL-AFRICANA
LINHAGEM B.1.351



VARIANTE BRASILEIRA
LINHAGEM P.1

O kit foi avaliado com 94 amostras respiratórias previamente caracterizadas pela tecnologia NGS (Sequenciamento de Nova Geração). Os resultados permitiram diferenciar e identificar todas as amostras com **alta especificidade e precisão**.

Kit Variantes SARS-COV-2	Estirpe Selvagem	Variante Britânica	Variante Brasileira/Sul Africana	Total
Estirpe Selvagem	31	0	0	31
Variante Britânica	0	54	0	54
Variante Brasileira/Sul Africana	0	0	9	9
Total	31	54	9	94

versão 02.2021

Referência	Marca	Apresentação
MAD-003947M-R	Master Diagnóstica	100 testes

Produto para uso somente em pesquisa (RUO)

- ⊗ Ideal para classificação de amostras positivas
- ⊗ Permite priorizar amostras para posterior sequenciamento
- ⊗ Útil no monitoramento da frequência e distribuição populacional dessas variantes



Saiba mais informações sobre o kit



mobiuslife.com.br

comercial@mobiuslife.com.br

☎ 0800-710 1850