



INFECTOLOGIA MULTIPLEX

Diagnóstico rápido e preciso do SARS-CoV-2, da Influenza e do Vírus Sincicial Respiratório Humano.

Kit Multiplex para detecção de COVID-19, Influenza e vírus sincicial respiratório humano.

Os vírus da **Influenza A** e **B** são causas significativas de morbimortalidade em todo o mundo, considerando que idosos e indivíduos comprometidos apresentam risco especial de desenvolver doenças graves e complicações como a pneumonia.

Já os Vírus Sinciciais Respiratórios Humanos (HRSV) são os agentes virais mais importantes das infecções respiratórias agudas. Eles são um contribuinte comum de infecções respiratórias que causam bronquite, pneumonia e infecções pulmonares obstrutivas crônicas em pessoas de todas as idades.

O SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez na China em dezembro de 2019 como um agente viral que causa infecções do trato respiratório com sintomas como febre, tosse seca e insuficiência respiratória. Grande parte das pessoas que adoece em decorrência da COVID-19 apresenta sintomas leves a moderados e se recupera sem tratamento especial. Porém, algumas desenvolvem um quadro grave e precisam de atendimento médico. Em casos mais graves, a infecção pode desencadear pneumonia, insuficiência renal e, até mesmo, levar a óbito.

O KIT XGEN é pronto para uso, **contém todos os reagentes necessários** para realização do teste: **Mix, Controle Positivo, Controle Negativo, Água e Tampão de reidratação**. Trata-se de um Kit compacto e em **formato liofilizado**, que facilita a logística de **transporte e armazenagem em temperatura ambiente (2°C a 40°C)**, levando a uma menor manipulação diminuindo as chances de erro e contaminação.

ÚLTIMA REVISÃO: 22/09/2022

KIT MULTI COVID-19 FLU / HRSV

Benefícios do diagnóstico e monitoramento molecular.

+ RÁPIDO

Resultados em poucas horas.

+ SENSÍVEL

Diagnóstico de alta sensibilidade.

+ PRECISO

Fácil interpretação dos dados;
Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit.

+ ACESSÍVEL

Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit.

QUANTIDADE DE TESTES

48 Testes

MODELO

XG-CFH-MB-48

AMOSTRAS COLETADAS

Swabs orofaríngeo e nasofaríngeo.

METODOLOGIA

PCR em Tempo Real
One Step/TaqMan®

EQUIPAMENTOS

Compatível com automação e diferentes instrumentos de qPCR. Consulte-nos.

REGISTRO ANVISA

80502070096



Saiba mais informações sobre o kit

MOBIUS

Parcerias Únicas.
Soluções personalizadas.

☎ 0800-710 1850

🌐 mobiuslife.com.br

✉ comercial@mobiuslife.com.br