



INFECTOLOGIA MULTIPLEX

Diagnóstico rápido e preciso da Influenza e Vírus Sincicial Respiratório Humano.

Kit Multiplex para detecção de Influenza e Vírus Sincicial Respiratório Humano.

Os vírus da **Influenza A** e **B** são causas significativas de morbimortalidade em todo o mundo, considerando que idosos e indivíduos comprometidos apresentam risco especial de desenvolver doenças graves e complicações como a pneumonia.

Já os Vírus Sinciciais Respiratórios Humanos (HRSV) são os agentes virais mais importantes das infecções respiratórias agudas. Eles são um contribuinte comum de infecções respiratórias que causam bronquite, pneumonia e infecções pulmonares obstrutivas crônicas em pessoas de todas as idades.

O diagnóstico pode ser problemático, pois uma ampla variedade de patógenos pode causar infecções respiratórias agudas que se apresentam com síndromes clínicas semelhantes. Os ensaios de PCR em tempo real demonstraram ser uma ferramenta de diagnóstico sensível e específica para a detecção dos vírus Influenza A, Influenza B e HRSV.

O Kit XGEN é pronto para uso, **contém todos os reagentes** necessários para realização do teste: **Mix, Controle Positivo, Controle Negativo, Controle Interno, Água e Tampão de reidratação**. Trata-se de um Kit compacto e em **formato liofilizado**, que facilita a logística de **transporte e armazenagem em temperatura ambiente (2°C a 40°C)**, levando a uma menor manipulação diminuindo as chances de erro e contaminação.

ÚLTIMA REVISÃO: 22/09/2022

KIT MULTI FLU/HRSV

Benefícios do diagnóstico e monitoramento molecular.

+ RÁPIDO

Resultados em poucas horas.

+ SENSÍVEL

Diagnóstico de alta sensibilidade.

+ PRECISO

Fácil interpretação dos dados;

Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit.

+ ACESSÍVEL

Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit.

QUANTIDADE DE TESTES

48 Testes

MODELO

XG-FH-MB-48

EQUIPAMENTOS

Compatível com automação. Consulte-nos.

METODOLOGIA

PCR em Tempo Real
One Step/TaqMan®

AMOSTRAS COLETADAS

Swabs de garganta, nasal, nasofaríngeo e oro/nasofaríngeo.

REGISTRO ANVISA

80502070097



Saiba mais informações sobre o kit

MOBIUS

Parcerias Únicas.
Soluções personalizadas.

☎ 0800-710 1850

🌐 mobiuslife.com.br

✉ comercial@mobiuslife.com.br