



KIT MASTER SARAMPO

INFECTOLOGIA QUANTITATIVA Alta sensibilidade para diagnóstico rápido e preciso do Sarampo

O **sarampo** é uma das doenças infecciosas mais graves do mundo, que pode levar à morte. Transmitida por um vírus de RNA, que pertence à família *Paramyxoviridae* e é membro do subgrupo Morbillivirus, ela pode infectar adultos ou crianças, sendo a maior prevalência na fase infantil. Uma das formas de frear os surtos de casos é intensificando as campanhas de vacinação e realizando o diagnóstico ágil e preciso do patógeno.

Uma pessoa infectada com o sarampo pode contaminar 90% das pessoas não imunes que estejam próximas. A doença pode deixar sequelas para toda a vida e até levar ao óbito. As principais complicações podem ser pneumonia, infecções cerebrais (encefalite) e, em grávidas, o parto prematuro. Em crianças de até 5 anos ou pacientes imunocomprometidos a condição pode ser fatal, representando 5% a 20% de mortes devido à evolução do quadro.

O diagnóstico molecular preciso permite a detecção e quantificação do Sarampo e estudos epidemiológicos em populações de risco.

ÚLTIMA REVISÃO: 22/02/2023

Benefícios do diagnóstico e monitoramento molecular.

+ RÁPIDO

Diagnóstico em poucas horas.

+ SENSÍVEL

Diagnóstico de alta sensibilidade.

+ PRECISO

Metodologia confiável com 100% de especificidade

+ ACESSÍVEL

Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit

QUANTIDADE DE TESTES AMOSTRAS COLETADAS

48 ou 96 testes

Soro e Urina

MODELO

XG- SP-MB-48

XG- SP-MB

EQUIPAMENTOS

Compatível com automação. Consulte-nos

METODOLOGIA

PCR em Tempo Real
One Step/TaqMan®

REGISTRO ANVISA

80502070101



Saiba mais informações sobre o kit