

MucorGenius®

Kit Multiplex PCR em tempo real

PRODUTO PARA USO EM PESQUISA (RUO)

Detecção de espécies clinicamente relevantes da ordem Mucorales



CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS

- Auxilia no diagnóstico de mucormicose
- Único kit comercial com tecnologia PCR em tempo real disponível
- Detecção direta em amostras de lavado broncoalveolar
- Da amostra ao resultado em menos de 3 horas
- Detecção de espécies clinicamente relevantes:
 - *Rhizopus spp.*
 - *Mucor spp.*
 - *Lichtheimia spp.*
 - *Cunninghamella spp.*
 - *Rhizomucor spp.*
- Alto valor diagnóstico resultando em direcionamento correto do paciente e decisões terapêuticas
- Pode ser usado em paralelo com o kit AsperGenius® PCR Kit (mesmo protocolo)

Produtos & alvos

Produto

PN-700 MucorGenius® multiplex kit (25 rxn)

Alvos

- Pan-Mucorales
 - *Rhizopus spp.*
 - *Mucor spp.*
 - *Lichtheimia spp.*
 - *Cunninghamella spp.*
 - *Rhizomucor spp.*
- Controle interno (CI)

Equipamentos de PCR em tempo real

- LC480 II (Roche)
- Rotor-Gene Q (Qiagen)
- CFX96 (Biorad)
- Quantstudio 5 (Thermo Fisher Scientific)
- Mic qPCR cycler (Bio Molecular Systems)

Amostras

- Lavado broncoalveolar
- Amostras de biópsias parafinadas (FFPE)
- Soro

Qualidade

- Validado em amostras clínicas
- Controle interno incluso
- Controle positivo incluso
- Validado no painel Fungal PCR Initiative

PRODUTO PARA USO EM PESQUISA (RUO)

VERSÃO 01..2023

PathoNostics B.V.
Randwycksingel 45
6229 EG Maastricht
The Netherlands

www.pathonostics.eu
info@pathonostics.eu
+31 (0)43 303 04 23

MOBIUS
Parcerias únicas.
Soluções personalizadas.

mobiuslife.com.br
comercial@mobiuslife.com.br
0800-710 1850