



## KIT MASTER ORTHOPOX VIRUS

## KIT XGEN MASTER PARA DETECÇÃO DE ORTHOPOXVIRUS

O **KIT XGEN MASTER PARA DETECÇÃO DE ORTHOPOXVIRUS** é um teste de PCR em tempo real desenhado para a identificação qualitativa de **Orthopoxvirus**, gênero que inclui o **vírus Mpox**, em amostras clínicas de indivíduos suspeito de infecções.

O Kit XGEN é pronto para uso, contém todos os reagentes necessários para realização do teste: **Mix, Controle Positivo, Controle Negativo, Controle Interno, Água e Tampão de reidratação.**

Kit compacto e em **formato liofilizado**, que facilita a logística de **transporte e armazenagem em temperatura ambiente (2°C a 40°C)**, levando a uma menor manipulação diminuindo as chances de erro e contaminação.

## Benefícios do diagnóstico e monitoramento molecular.

### + RÁPIDO

Resultados em poucas horas.

### + SENSÍVEL

Diagnóstico de alta sensibilidade.

### + PRECISO

Sem falsos positivos ou negativos.

### + ACESSÍVEL

Todos os reagentes necessários fornecidos em um único kit.\*

\*Kit de extração não incluso

**Especificidade Orthopoxvirus** 100% para o Orthopoxvirus

**Sensibilidade (LOD) Orthopoxvirus para amostras de swab de lesão** 8 cópias/reação com probabilidade  $\geq 95\%$

ÚLTIMA REVISÃO: 14/06/2023

### QUANTIDADE DE TESTES

96 testes

### MODELO

XG-MKP-MB96

### AMOSTRAS COLETADAS

Swab de lesão

### METODOLOGIA

PCR em Tempo Real  
One Step/TaqMan®

REGISTRO ANVISA

80502070104



Saiba mais informações sobre o kit

☎ 0800-710 1850

🌐 [mobiustlife.com.br](http://mobiustlife.com.br)

✉ [comercial@mobiustlife.com.br](mailto:comercial@mobiustlife.com.br)